

**IMN Reinkupfer**

<b>RM</b>	CP1	CR2	CP3	CP4	CP5	CP6
<b>Best.Nr.:</b>	Cu-11001	Cu-11002	Cu-11003	Cu-11004	Cu-11005	Cu-11006
Pb	0,0017	0,012	0,0081	0,0028	0,0013	0,00027
Sb	0,0011	0,016	0,011	0,0047	0,0027	0,00004
As	0,00004	0,014	0,0064	0,0014	0,0065	0,00009
Zn	0,00019	0,0092	0,0033	0,0017	0,0038	0,00012
Ag	0,0012	0,0036	0,0061	0,011	0,0031	0,0019
Mn	0,00014	0,00058	0,0030	0,0055	0,0048	0,00006
Co	(0,00002)	0,0038	0,0020	0,00040	0,0033	(<0,0001)
Cr	0,00003	0,00005	0,0045	0,0088	0,0048	0,00003
S	0,00063	0,0035	0,0060	0,0094	0,0021	0,00075
Fe	0,00093	0,00080	0,0015	0,0044	0,0077	0,00064
Cd	0,00006	0,0072	0,0035	0,0010	0,00025	
Sn	0,00056	0,00048	0,0017	0,0040	0,00021	0,00007
P	0,00020	0,0011	0,0044	0,013	0,011	0,00017
Se	(0,0001)	0,0074	0,0043	0,0010	0,0036	(<0,0001)
Ni	0,00034	0,0019	0,0013	0,00034	0,0038	0,00027
Te	0,00030	0,0011	0,0045	0,0074	0,00078	
Bi	0,00010		(0,0052)	0,0012	0,00095	
Cu	rest	rest	rest	rest	rest	rest

<b>RM</b>	CM1	CM2	CM3	CM4	CM5
<b>Best. Nr.</b>	Cu-11007	Cu-11008	Cu-11009	Cu-11010	Cu-11011
Cu	(99)	(99)	(98)	(98)	(98)
Sn	0,60	0,88	1,10	1,57	1,14
Fe	0,020	0,0080	0,0040	0,0025	0,012
Ni	0,010	0,0050	0,0027	0,0010	0,015
Zn	0,021	0,0067	0,0058	0,0020	0,016
As	0,010	0,0068	0,0034	0,0012	0,017
Sb	0,012	0,0076	0,0046	0,0023	0,020
Pb	0,015	0,010	0,0070	0,0040	0,020
Bi	0,0070	0,0059	0,0029	0,00081	0,010
P	0,015	0,0060	0,0042	0,00080	0,020
Ag	0,010	0,0060	0,0027	0,0014	0,0094

<b>RM</b>	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5
<b>Best. Nr.</b>	Cu-11012	Cu-11013	Cu-11014	Cu-11015	Cu-11016
Cu	(98)	(98)	(98)	(98)	(98)
Pb	0,75	1,15	0,025	0,16	
Ag	0,01	0,05	0,26	0,41	0,52
Zn	0,00070	0,022	0,11	0,18	0,26
Cbi	0,017	0,010	0,00080	0,023	0,00040
Ni	0,43	0,38	0,20	0,050	0,0035
Sn	0,0040	0,054	0,30	0,19	0,30
Sb	0,23	0,19	0,14	0,045	0,0020
As	0,003	0,059	0,19	0,22	0,27
Fe	0,0010	0,025	0,022	0,15	0,24
Co	0,0015	0,039	0,095	0,16	0,20